




# エクリラ®をお使いになる患者さんへ エクリラ®の吸入方法

Kyorin 

**吸入準備** キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します。



吸入前の状態



**吸入方法** 全ての操作は、ボタンを上にして吸入器を水平に持って行いましょう。

**Step 1** ① ボタンを下までしっかりと押して離します。




吸入準備ができた状態



**Step 2** ② しっかり息を吐いてから、吸入口を軽くかんで唇で包むように深くくわえ、強く深く吸い込みます。



吸入できた状態



③ 吸入口から口を離し、3～5秒程度(苦しくない程度)息を止めてから、ゆっくりと息を吐きます。

**吸入終了後**

- 吸入が終わったら、キャップを付けて保管してください。
- 患者さんによっては甘みや苦みを感じる場合があります。のどや口の中に残った薬剤が気になる方はうがいをしてください。



<http://www.ek-kyunyu.jp>

パソコン、スマートフォンなどから吸入方法の動画をご覧いただけます。

キョーリン製薬

改訂年月：2016.6  
ICEK 0010

